

une longue période. N'utilisez pas non plus de pâte dentifrice.

Les produits d'entretien pour les prothèses permettent de dissoudre la plaque dentaire et aident à prévenir les tâches et peuvent être utilisés en complément du brossage. Faites-y tremper votre système. Rincez bien pour éviter de laisser s'installer un résidu d'agents nettoyants ou de plaque dentaire.

Conservez votre système dans la boîte qui vous a été fournie. Nettoyez cette boîte régulièrement dans de l'eau chaude savonneuse pour éviter le développement des bactéries ou des champignons.

S'il vous plaît, appelez votre chirurgien-dentiste pour tout problème tel que sensibilité dentaire, douleurs musculaires de la mâchoire, ou toute autre zone sensible. Pour votre sécurité, n'essayez jamais d'apporter une modification au système ou de le réparer vous-même. Tout ajustement doit être effectué par votre chirurgien-dentiste.

Mémo important

Apportez votre système à tous vos rendez-vous chez votre chirurgien-dentiste. Il se peut que le système nécessite un ajustement. Votre chirurgien-dentiste doit examiner régulièrement tous les appareils et prothèses que vous portez en bouche.

Votre chirurgien dentiste est à votre disposition pour toute question complémentaire :

Tampon du cabinet

NTI-tss – Nociceptive Trigeminal Inhibition Tension Suppression System



(Suppression des tensions musculaires et articulaires de la région crânio mandibulaire par l'inhibition du nerf trijumeau)

Information importante à l'intention du patient au sujet de l'utilisation et de l'entretien de son système NTI

ATTENTION

Si votre système NTI devient mobile lorsqu'il est en bouche, ou si vous parvenez à le retirer par la seule action de votre langue – quelle que soit l'intensité de la pression que vous exercez- interrompez immédiatement le traitement et prenez rendez-vous avec votre chirurgien-dentiste afin qu'il le réadapte. Ne tentez sous aucun prétexte de modifier vous-même votre système en le réchauffant.

Votre chirurgien-dentiste vous a préparé un système qui permet de supprimer les contractions musculaires de la mâchoire (notamment le grincement de dent). En plus des conseils que votre chirurgien-dentiste vous a donnés, lisez attentivement cette brochure attentivement.

Si vous avez des questions au sujet de l'utilisation et de l'entretien de ce système, n'hésitez pas à appeler votre chirurgien-dentiste.

Si vous êtes suivi par un autre spécialiste, assurez-vous auprès de lui que l'usage de ce système ne vous est pas contre-indiqué, en raison de votre état ou des médicaments que vous prendriez par ailleurs.

Informez votre chirurgien-dentiste de toute allergie dont vous souffririez. Informez le également de toute opération chirurgicale dont vous auriez fait l'objet ou de tout autre motif qui pourrait laisser supposer qu'en cas d'ingestion du système, il y aurait un risque d'obstruction (qui compliquerait son élimination par voie naturelle).

Appelez immédiatement votre chirurgien-dentiste si vous observez quoi que ce soit d'inhabituel en regardant vos dents, vos gencives, votre langue ou votre bouche.

Le système doit tenir en place fermement mais sans exercer de force ou de pression inutile sur une dent en particulier. Appelez votre chirurgien-dentiste pour une réadaptation du système si vous sentez une pression permanente sur une dent lorsque vous portez le système.

Si vous vous réveillez après avoir insérer le système convenablement et que vous retrouvez le système ailleurs que dans votre bouche, asseyez vous ou levez vous pour replacer le système et vérifiez que vous ne pouvez pas le retirer avec votre langue.

Si vous pouvez le retirer avec votre langue en appliquant une certaine pression ou si votre système ne tient pas en place tout seul, interrompez immédiatement le traitement et prenez rendez-vous avec votre praticien afin qu'il réajuste le système.

Interrompez le traitement momentanément si vous êtes malade, que vous avez un rhume, une

grippe ou toute autre maladie qui risquerait d'entraîner la désinsertion du système.

Ne jamais boire quoi que ce soit avant d'avoir retiré le système au préalable.

Ne jamais essayer de porter ce système en mangeant ou en mâchant quelque chose.

Ne jamais insérer ou désinsérer le système lorsque vous êtes allongé sur le dos. Ne le faites que lorsque vous vous trouvez en position assise ou debout.

N'essayez pas d'insérer le système ou de le porter si vous êtes sous l'effet de l'alcool, de drogues ou de médicaments qui pourraient altérer la complète maîtrise de vos gestes. Parlez-en avec votre médecin, si vous suivez un traitement de cette nature.

Si votre système se fendille ou se fissure, ou s'il change d'aspect, ne le portez plus et appelez immédiatement votre chirurgien-dentiste pour qu'il vous le répare.

Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel dans votre système comme par exemple une encoche dans la bosse inférieure, appelez votre chirurgien-dentiste pour qu'il puisse le réparer. Continuez de vérifier que vous ne trouvez pas de zones pointues qui nécessiteraient d'être signalées à votre chirurgien-dentiste.

Si vous recevez des soins dentaires après avoir commencé un traitement NTI, apportez votre système avec vous afin que le chirurgien-dentiste puisse vérifier à l'issue des soins, qu'ils n'ont pas altéré la bonne adaptation du système à votre bouche.

Apportez toujours votre système avec vous lors de toute consultation afin que le chirurgien-

dentiste puisse en vérifier l'état et le réparer si nécessaire.

Quand vous ne l'utilisez pas, reposez toujours votre système dans la boîte que votre chirurgien-dentiste vous a donnée.

Le système a été adapté pour votre utilisation personnelle. Ne laissez pas une autre personne l'utiliser.

Tenez le système à l'écart des enfants et des animaux domestiques.

Conseils d'entretien de votre système et de sa boîte

Il est indispensable de bien se brosser les dents et de se rincer la bouche avant de mettre en place le système. Si des restes de nourriture sont coincés entre le système et vos dents ou si la plaque dentaire se développe, dans les deux cas cela représenterait un préjudice pour votre santé bucco dentaire.

Pour le port de votre système – le jour ou la nuit – conformez vous strictement aux recommandations de votre chirurgien-dentiste.

Nettoyez bien votre système après chaque utilisation. Pour ce faire, rincez le à l'eau froide et brossez le à l'aide d'une brosse à dents souple. **Surtout n'utilisez jamais d'eau très chaude ni d'eau bouillante – cela endommagerait le système et rendrait son utilisation peu fiable.**

Les solutions pour l'hygiène buccale que l'on trouve dans le commerce sont non abrasives et conviennent à l'entretien de votre système. Néanmoins, ne laissez pas tremper votre système dans une solution de ce type pendant